

Les soins

Pour une hygiène parfaite

Le succès, la qualité et la pérennité d'un élevage de lapins dépend essentiellement des bonnes conditions de propreté à l'intérieur et dans l'environnement du clapier. Mettez en place des mesures prophylactiques simples de manière à prévenir les principaux problèmes de santé.



Le pulvérisateur est un accessoire indispensable pour assurer une bonne hygiène des cages avec un traitement désinfectant.

Pensez en permanence à garantir la bonne santé et le confort de vos lapins. Il ne suffit pas seulement de bien les installer et de bien les nourrir. Il faut également assurer une hygiène aussi parfaite que possible. Ceci nécessite des soins réguliers et fréquents. La moindre négligence peut entraîner de nombreux problèmes de maladies et de retard de croissance, surtout dans les élevages de grande importance.

LE NETTOYAGE

Procédez au remplacement régulier de la litière (il faut la changer complètement une fois par semaine). Profitez de cette opération pour laver le plancher en caillebotis et les parois des cages en bois ou en ciment. Brossez-le avec de l'eau et du savon de Marseille en utilisant une brosse en chiendent.

Si vous utilisez des cages en grillage, déposez en dessous une couche de sciure de bois pour absorber l'urine. Cela aidera à supprimer les mauvaises

odeurs. Tous les jours systématiquement, ramassez les déjections tombées sous la cage.

LA DÉSINFECTION

Cette étape importante dans la recherche d'une hygiène parfaite succède en général à un nettoyage avec de l'eau chaude sous pression.

On conseille de désinfecter le clapier et la boîte à nid chaque fois que vous venez de sevrer une portée. Pour les cages en bloc inamovible, le traitement désinfectant est appliqué sur le fond de la cellule.

Après un cycle d'engraissement, nettoyez à fond à l'eau puis avec un produit désinfectant, toutes les cages vides. Cette opération est indispensable avant d'y installer de nouveaux pensionnaires.

Dans tous les cas, n'oubliez pas de désinfecter aussi le petit matériel utilisé : mangeoires à trémières, abreuvoirs, supports de cages, etc. Traitez également les paniers de transport, la table de soins. Et n'oubliez pas les cages des mâles de temps en temps.

La désinfection s'effectue toujours hors de la présence des animaux. Ces derniers sont installés provisoirement dans des cages d'attente. Il faudra les désinfecter elles aussi après usage, même s'il a été limité à une très courte période.

Pour désinfecter, vous pouvez éventuellement utiliser la flamme d'une lampe à souder portative. Mais sachez que c'est insuffisant pour détruire tous les germes pathogènes.

Employez de préférence des produits désinfectants, à appliquer en solution. Suivez scrupuleusement les